

附件

## 全国药品集中采购（胰岛素专项接续）中选品种供应清单（GY-YD2024-1）

采购组序号	采购组名称	药品名称	剂型	规格包装	规格包装	包装方式	计价单位	生产企业	中选价格（元）
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	本品的包装材料为笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器含垫片铝盖	盒	宜昌东阳光长江药业股份有限公司	25.87
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/小盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	卡式瓶、溴化丁基橡胶塞、卡式瓶复合铝盖	小盒	合肥天麦生物科技发展有限公司	25.90
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	10ml:400单位*1支/小盒	10ml:400单位*1支	中性硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射液用溴化丁基橡胶塞、抗生素瓶用铝塑组合盖。	小盒	合肥天麦生物科技发展有限公司	25.90
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	笔芯由1型玻璃制成,包括溴丁基橡胶活塞和溴丁基/聚异戊二烯橡胶皮膜。	盒	珠海联邦制药股份有限公司中山分公司	25.91
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	玻璃笔芯	盒	BIOTON S.A.（合肥亿帆生物制药有限公司分包装）	25.92
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	10ml:400单位*1支/盒	10ml:400单位*1支	玻璃小瓶	盒	BIOTON S.A.（合肥亿帆生物制药有限公司分包装）	25.92
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/小盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	25.93
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	10ml:400单位*1支/小盒	10ml:400单位*1支	中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射液和注射用无菌粉末用溴化丁基橡胶塞	盒	通化东宝药业股份有限公司	25.93
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	笔芯，1支/盒。另配一次性使用胰岛素注射笔用针头2只	盒	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	25.93
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	10ml:400单位*2支/盒	10ml:400单位*2支	2支/盒，另配一次性使用无菌胰岛素注射器1支。	盒	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	51.86
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	笔芯由1型玻璃制成，包括溴化丁基橡胶活塞和溴化丁基/聚异戊二烯橡胶垫片。	盒	诺和诺德（中国）制药有限公司	29.56
2	基础人胰岛素	精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/小盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用高硼硅玻璃珠、笔式注射器用铝盖	小盒	合肥天麦生物科技发展有限公司	25.90
2	基础人胰岛素	精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	卡式瓶装。	盒	珠海联邦制药股份有限公司中山分公司	25.91

2	基础人胰岛素	精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	玻璃笔芯	盒	BIOTON S.A.(合肥亿帆生物制药有限公司分包装)	25.92
2	基础人胰岛素	精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/小盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	25.93
2	基础人胰岛素	精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	10ml:400单位*1支/小盒	10ml:400单位*1支	中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射液和注射用无菌粉末用溴化丁基橡胶塞	盒	通化东宝药业股份有限公司	25.93
2	基础人胰岛素	精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔芯由1型玻璃制成,包括溴化丁基橡胶活塞和溴化丁基/聚异戊二烯橡胶垫片。笔芯内的玻璃珠,用于帮助重复混匀胰岛素。	盒	诺和诺德(中国)制药有限公司	29.56
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	玻璃笔芯	盒	BIOTON S.A.(合肥亿帆生物制药有限公司分包装)	25.79
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	本品采用卡氏瓶装,内包装材料为笔式注射器用硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用含垫片铝盖和笔式注射器用高硼硅玻璃珠。笔芯内的玻璃珠,用于帮助重复混匀胰岛素。	盒	宜昌东阳光长江药业股份有限公司	25.87
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	卡式瓶(笔芯)、复合铝盖、溴化丁基橡胶活塞、玻璃珠(帮助混匀)。包装规格为:1支/盒	盒	甘李药业股份有限公司	25.90
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/小盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用高硼硅玻璃珠、笔式注射器用铝盖	小盒	合肥天麦生物科技发展有限公司	25.90
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔芯由1型玻璃制成,包括溴丁基橡胶活塞和溴丁基/聚异戊二烯橡胶膜。笔芯内的玻璃珠,用来帮助重复混匀胰岛素。	盒	珠海联邦制药股份有限公司中山分公司	25.91
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(50R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔芯由1型玻璃制成,包括溴丁基橡胶活塞和溴丁基/聚异戊二烯橡胶膜。笔芯内的玻璃珠,用来帮助重复混匀胰岛素。	盒	珠海联邦制药股份有限公司中山分公司	25.91
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/小盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	25.93
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(40R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/小盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	25.93

3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(50R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/小盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	25.93
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	10ml:400单位*1支/小盒	10ml:400单位*1支	中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射液和注射用无菌粉末用溴化丁基橡胶塞	盒	通化东宝药业股份有限公司	25.93
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、玻璃珠、溴化丁基橡胶活塞、铝盖(带溴化丁基橡胶垫),1支/盒,另配一次性使用胰岛素注射笔针头2只。笔芯内的玻璃珠,用于帮助重复混匀胰岛素。	盒	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	25.93
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	10ml:400单位*2支/盒	10ml:400单位*2支	低硼硅玻璃管制注射剂瓶、药用氯化丁基橡胶瓶塞,2支/盒。另配一次性使用无菌胰岛素注射器1支。	盒	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	51.86
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(50R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔芯由I型玻璃制成,包括溴化丁基橡胶活塞和溴化丁基/聚异戊二烯橡胶垫片。笔芯内的玻璃珠,用于帮助重复混匀胰岛素。	盒	诺和诺德(中国)制药有限公司	29.56
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔芯由I型玻璃制成,包括溴化丁基橡胶活塞和溴化丁基/聚异戊二烯橡胶垫片。笔芯内的玻璃珠,用于帮助重复混匀胰岛素。	盒	诺和诺德(中国)制药有限公司	29.56
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	3mL混悬液装于I型玻璃笔芯中,笔芯两端分别为橡胶塞及橡胶柱塞盘,并铝封。	盒	礼来苏州制药有限公司	29.56
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	3ml:300单位(预填充)*1支	3mL混悬液装于I型玻璃笔芯中,笔芯两端分别为橡胶塞及橡胶柱塞盘,并铝封。笔芯被装入一次性的预装注射笔中。	盒	Lilly France	32.56
4	餐时胰岛素类似物	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	本品为装有3ml液体,带有一个橡胶活塞(溴化丁基橡胶)并由橡胶垫片(溴化丁基橡胶)密封的玻璃(I型)小瓶。	盒	宜昌东阳光长江药业股份有限公司	18.87
4	餐时胰岛素类似物	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	23.98
4	餐时胰岛素类似物	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	3ml:300单位(预填充)*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	28.98
4	餐时胰岛素类似物	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	卡式瓶(笔芯)、复合铝盖、溴化丁基橡胶底座	盒	甘李药业股份有限公司	25.90

4	餐时胰岛素类似物	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	笔式注射器用中硼硅玻璃套筒，笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞，笔式注射器用铝盖（带溴化丁基橡胶垫）。	盒	珠海联邦制药股份有限公司	25.91
4	餐时胰岛素类似物	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（预填充）*1支/盒	3ml:300单位（预填充）*1支	预先装有笔芯的一次性多剂量注射笔。笔芯：笔式注射器用中硼硅玻璃套筒，笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞，笔式注射器用铝盖（带溴化丁基橡胶垫）。	盒	珠海联邦制药股份有限公司	30.91
4	餐时胰岛素类似物	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	卡式瓶（笔芯），笔式注射器溴化丁基橡胶活塞，笔式注射器用铝盖。	盒	惠升生物制药股份有限公司	25.92
4	餐时胰岛素类似物	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	本品为装有3ml液体，带有一个橡胶活塞（溴化丁基橡胶）并由橡胶垫片（溴化丁基橡胶/聚异戊二烯橡胶）密封的玻璃（I型）小瓶。	盒	诺和诺德（中国）制药有限公司	35.55
4	餐时胰岛素类似物	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（特充）*1支/盒	3ml:300单位（特充）*1支	本品为预先装有玻璃（I型）笔芯的一次性、可调节剂量的笔型注射器（塑料）。其中笔芯中装有3ml液体，内有一个活塞（溴化丁基橡胶），并由橡胶垫片（溴化丁基橡胶/聚异戊二烯橡胶）密封，外包装为纸盒。	盒	诺和诺德（中国）制药有限公司	38.55
4	餐时胰岛素类似物	赖脯胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	卡式瓶,复合铝盖,溴化丁基底塞, 1支/盒	盒	甘李药业股份有限公司	35.55
4	餐时胰岛素类似物	赖脯胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（预填充）*1支/盒	3ml:300单位（预填充）*1支	1支/盒。本品装于I型玻璃笔芯内，3mL笔芯被装入一次性的注射笔中。本品不含针头。	盒	甘李药业股份有限公司	38.55
4	餐时胰岛素类似物	赖脯胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒，笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用铝盖。1支/盒。另配一次性使用注射笔用针头2只。	盒	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	35.55
4	餐时胰岛素类似物	赖脯胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	本品装于I型玻璃笔芯中。	盒	礼来苏州制药有限公司	38.42
4	餐时胰岛素类似物	赖脯胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（预填充）*1支/盒	3ml:300单位（预填充）*1支	本品装于I型玻璃笔芯中，3ml笔芯被装入一次性的注射笔中。本品不含针头。	盒	Eli Lilly Nederland B.V. (Lilly France)	41.42
4	餐时胰岛素类似物	谷赖胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（预填充）*1支/盒	3ml:300单位（预填充）*1支	3ml溶液装于笔芯（无色玻璃）中，配有弹性橡胶活塞，外有一个带橡胶塞（弹性橡胶）的密封圈（铝制翻边）	盒	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH（赛诺菲（北京）制药有限公司分包装）	41.42

5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒，笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞，笔式注射器用含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	63.33
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（预填充）*1支/盒	3ml:300单位（预填充）*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒，笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞，笔式注射器用含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	68.33
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	包装规格：3ml：300单位（笔芯），3ml/支，1支/盒。	盒	宜昌东阳光长江药业股份有限公司	63.37
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	笔芯采用笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞和笔式注射器用铝盖含垫片（溴化丁基橡胶垫片）包装。	盒	辽宁博鳌生物制药有限公司	63.88
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	卡式瓶(笔芯)，复合铝盖，溴化丁基橡胶塞，1支/盒	盒	甘李药业股份有限公司	65.30
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（预填充）*1支/盒	3ml:300单位（预填充）*1支	3mL:300单位(预填充注射笔)，1支/盒	盒	甘李药业股份有限公司	70.30
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	笔式注射器用中硼硅玻璃套筒，笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞，笔式注射器用铝盖（带溴化丁基橡胶垫）。	盒	珠海联邦制药股份有限公司	65.31
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（预填充）*1支/盒	3ml:300单位（预填充）*1支	预先装有笔芯的一次性多剂量注射笔。笔芯：笔式注射器用中硼硅玻璃套筒，笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞，笔式注射器用铝盖（带溴化丁基橡胶垫）。	盒	珠海联邦制药股份有限公司	70.31
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	3ml：300单位/笔芯，1支/盒（笔芯），装入可重复使用胰岛素笔ClikSTAR（得时笔2），Allstar或者JuniorSTAR中使用。	盒	赛诺菲（北京）制药有限公司	65.32
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（预填充）*1支/盒	3ml:300单位（预填充）*1支	本笔芯（1型无色玻璃）带有一个黑色的活塞（溴化丁基橡胶）和一个含垫片（溴化丁基橡胶或者异戊二烯层压和溴化丁基橡胶）的凸缘铝盖。每支笔芯内装有3ml药液。笔芯密封在一个用完即弃的注射笔内。本包装内不含针头。	盒	赛诺菲（北京）制药有限公司	70.32

5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	1.5ml:450单位（预填充）*1支/盒	1.5ml:450单位（预填充）*1支	笔芯（1型无色玻璃）带有一个黑色的活塞（溴化丁基橡胶）和一个含垫片（异戊二烯层压和溴化丁基橡胶）的凸缘铝盖。笔芯密封在一个用完即弃的注射笔内。每个笔芯内装有1.5ml溶液。本包装内不含针头。	盒	赛诺菲（北京）制药有限公司	89.91
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	1.5ml:450单位（预填充）*1支/盒	1.5ml:450单位（预填充）*1支	笔芯（1型无色玻璃）带有一个黑色的活塞（溴化丁基橡胶）和一个含垫片（异戊二烯层压和溴化丁基橡胶）的凸缘铝盖。笔芯密封在一个用完即弃的注射笔内。每个笔芯内装有1.5ml溶液。本包装内不含针头。	盒	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH （赛诺菲（北京）制药有限公司分包装）	89.91
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	本品采用的内包装材料为笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用铝盖。1支/盒，另配一次性使用胰岛素注射笔用针头2只。	盒	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	65.33
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞。	盒	山东新时代药业有限公司	75.53
5	基础胰岛素类似物	德谷胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	本品为含3ml溶液的笔芯（1型玻璃）。笔芯带有一个活塞（溴化丁基），由橡胶垫片（溴化丁基橡胶/聚异戊二烯）密封，装于包装盒内。	盒	诺和诺德（中国）制药有限公司	77.11
5	基础胰岛素类似物	德谷胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（畅充）*1支/盒	3ml:300单位（畅充）*1支	本品为聚丙烯制成的一次性预填充多剂量注射笔，内含装有3ml溶液的笔芯（1型玻璃）。笔芯带有一个活塞（溴化丁基），由橡胶垫片（溴化丁基橡胶/聚异戊二烯）密封。本品装在包装盒内。	盒	诺和诺德（中国）制药有限公司	80.11
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	本品装于I型玻璃笔芯中，笔芯两端分别为卤丁基橡胶塞及铝封的柱塞盘（聚异戊二烯和卤丁基橡胶薄片）。	盒	Eli Lilly Nederland B.V. (Lilly France S.A.S.) （礼来苏州制药有限公司分包装）	77.11
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（预填充）*5支/盒	3ml:300单位（预填充）*5支	本品装于I型玻璃笔芯中，笔芯两端分别为卤丁基橡胶塞及铝封的柱塞盘（聚异戊二烯和卤丁基橡胶薄片）。3mL笔芯被装入一次性的注射笔中。本品不含针头。	盒	Eli Lilly Nederland B.V. (Lilly France S.A.S.)	400.55

6	预混胰岛素类似物	门冬胰岛素30注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒，笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞，笔式注射器用含垫片铝盖，笔式注射器用高硼硅玻璃珠	盒	通化东宝药业股份有限公司	23.98
6	预混胰岛素类似物	门冬胰岛素50注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒，笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞，笔式注射器用含垫片铝盖，笔式注射器用高硼硅玻璃珠	盒	通化东宝药业股份有限公司	23.98
6	预混胰岛素类似物	门冬胰岛素30注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	笔芯由I型玻璃制成，一端使用橡胶活塞（溴化丁基）密封，另一端使用橡胶垫片（溴化丁基）密封，装有3ml混悬液。笔芯内含有玻璃球以帮助混匀胰岛素。	盒	宜昌东阳光长江药业股份有限公司	25.87
6	预混胰岛素类似物	门冬胰岛素30注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	卡式瓶（笔芯），复合铝盖，溴化丁基底塞，玻璃球（帮助混匀），1支/盒。	盒	甘李药业股份有限公司	25.90
6	预混胰岛素类似物	门冬胰岛素30注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	笔式注射器用中硼硅玻璃套筒，笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞，笔式注射器用高硼硅玻璃珠，笔式注射器用铝盖（带溴化丁基橡胶垫）。	盒	珠海联邦制药股份有限公司	25.91
6	预混胰岛素类似物	门冬胰岛素30注射液	注射剂	3ml:300单位（预填充）*1支/盒	3ml:300单位（预填充）*1支	预先装有笔芯的一次性多剂量注射笔。笔芯：笔式注射器用中硼硅玻璃套筒，笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞，笔式注射器用高硼硅玻璃珠，笔式注射器用铝盖（带溴化丁基橡胶垫）。	盒	珠海联邦制药股份有限公司	30.91
6	预混胰岛素类似物	门冬胰岛素50注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	卡式瓶（笔芯），笔式注射器溴化丁基橡胶活塞，笔式注射器用铝盖，笔芯内装有玻璃珠以帮助混匀胰岛素。	盒	惠升生物制药股份有限公司	25.92
6	预混胰岛素类似物	门冬胰岛素30注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	卡式瓶（笔芯），笔式注射器溴化丁基橡胶活塞，笔式注射器用铝盖，笔芯内含有玻璃珠以帮助混匀胰岛素。	盒	惠升生物制药股份有限公司	25.92
6	预混胰岛素类似物	门冬胰岛素50注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	笔芯（I型玻璃）的一端使用橡胶活塞（溴化丁基）密封，另一端使用橡胶膜（溴化丁基/聚异戊二烯）密封。笔芯内装有玻璃珠以帮助混匀胰岛素。每支笔芯装有3ml混悬液。	盒	诺和诺德（中国）制药有限公司	35.55
6	预混胰岛素类似物	门冬胰岛素30注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	笔芯由I型玻璃制成，一端使用橡胶活塞（溴化丁基）密封，另一端使用橡胶膜（溴化丁基/聚异戊二烯）密封，装有3ml混悬液。笔芯内含有玻璃球以帮助混匀胰岛素。	盒	诺和诺德（中国）制药有限公司	35.55

6	预混胰岛素类似物	门冬胰岛素30注射液	注射剂	3ml:300单位（特充）*1支/盒	3ml:300单位（特充）*1支	预先装有玻璃（I型）笔芯的一次性多剂量注射笔（塑料）。其中的笔芯装有3ml混悬液，一端使用橡胶活塞（溴化丁基）密封，另一端使用橡胶膜（溴化丁基/聚异戊二烯）密封。笔芯内含有玻璃球以帮助混匀胰岛素。每支预填充笔装有3ml混悬液。	盒	诺和诺德（中国）制药有限公司	38.55
6	预混胰岛素类似物	精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R)	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	卡式瓶(笔芯)，复合铝盖,溴化丁基橡胶活塞,玻璃珠(帮助混匀),1支/盒	盒	甘李药业股份有限公司	35.55
6	预混胰岛素类似物	精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R)	注射剂	3ml:300单位（预填充）*1支/盒	3ml:300单位（预填充）*1支	1支/盒	盒	甘李药业股份有限公司	38.55
6	预混胰岛素类似物	精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R)	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	本品装于I型玻璃笔芯中，笔芯两端分别为卤丁基橡胶塞及卤丁基橡胶柱塞盘，并铝封。笔芯的柱塞和/或玻璃笔芯可能经过二甲硅油或硅树脂乳液处理。	盒	Eli Lilly Nederland B.V.（Eli Lilly Italia S.p.A.） （礼来苏州制药有限公司分包装）	38.42
6	预混胰岛素类似物	精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R)	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	本品装于I型玻璃笔芯中，笔芯两端分别为卤丁基橡胶塞及卤丁基橡胶柱塞盘，并铝封。笔芯的柱塞和/或玻璃笔芯可能经过二甲硅油或硅树脂乳液处理。	盒	礼来苏州制药有限公司	38.42
6	预混胰岛素类似物	精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(50R)	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	3ml:300单位（笔芯）*1支	本品装于I型玻璃笔芯中，笔芯两端分别为卤丁基橡胶塞及卤丁基橡胶柱塞盘，并铝封。笔芯的柱塞和/或玻璃笔芯可能经过二甲硅油或硅树脂乳液处理。	盒	Eli Lilly Nederland B.V.（Lilly France） （礼来苏州制药有限公司分包装）	38.42
6	预混胰岛素类似物	精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R)	注射剂	3ml:300单位（预填充）*1支/盒	3ml:300单位（预填充）*1支	本品装于I型玻璃笔芯中，笔芯两端分别为卤丁基橡胶塞及卤丁基橡胶柱塞盘，并铝封。笔芯的柱塞和/或玻璃笔芯可能经二甲硅油或硅树脂乳液处理。3ml笔芯被装入一次性的注射笔中。本品不含针头。	盒	Eli Lilly Nederland B.V.（Lilly France）	41.42
6	预混胰岛素类似物	精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(50R)	注射剂	3ml:300单位（预填充）*1支/盒	3ml:300单位（预填充）*1支	本品装于I型玻璃笔芯中，笔芯两端分别为卤丁基橡胶塞及卤丁基橡胶柱塞盘，并铝封。笔芯的柱塞和/或玻璃笔芯可能经过二甲硅油或硅树脂乳液处理。3ml笔芯被装入一次性的注射笔中，本品不含针头。	盒	Eli Lilly Nederland B.V.（Lilly France）	41.42